


Torniquete Neumático



PRECIO DISTRIBUIDOR

€ 239.25
+ IVA

DESCUENTO

10%

5 UNIDADES O MÁS

* Consultar Vigencia de Promoción antes de Comprar



Torniquete neumático RIESTER Clásico, incl. 2 puños con vejigas sin látex No. 5255

Este dispositivo se utiliza durante las amputaciones para restringir la circulación sanguínea en los miembros. Posee un manómetro robusto y muy preciso para proporcionar mediciones exactas y una vida útil especialmente larga.

- * Bomba de metal resistente para producir presión
- * El aire del manguito puede salir abriendo la válvula de liberación
- * Manómetro de metal cromado con escala de aluminio fácil de leer hasta 700 mm Hg
- * Incluye brazalete de brazo superior 57 x 9 cm y manguito 96 x 13 cm, ambos libres de látex
- * Todos los puños están hechos de un material que puede ser lavado y desinfectado
- * Completo en caja de cartón

www.proveduriamedica.com.ar




**proveduria
medica**

Contacto

México 3100 - C.A.B.A. - CP C1223ABL -
Buenos Aires, Argentina
Tel : (54-11) 4932 3000 Fax: (54-11) 4931-6600
E-Mail: ventas-pmedica@pemint.com