

# SERIE PHOENIX™

## Calibración Interna con sensor de pesaje montado al fondo y cristal anti-estática



• 0.01mg Resolución Semi-Micro



• Calibración Interna Estándar



• Calibración Digital



• Operación amigable para el usuario



• Pantalla de LCD



• Interfase bi-direccional de RS-232C



• Software de comunicación



• Cumplimiento con normas GLP/GMP/GCP/ISO



• No. de Identificación para la balanza



• Función de hora y fecha



• Función de memoria de datos



• Función de mejoramiento de conteo automático



• Función de auto encender



• Pesaje por debajo con el gancho inferior



• Garantía de 2 años

## Especificaciones serie Phoenix

Capacidad / Resolución		GH-120	GH-200	GH-300	GH-202	GH-252
Gramos	(g)	120 x 0.0001	220 x 0.0001	320 x 0.0001	220 x 0.0001 / 51 x 0.00001	250 x 0.0001 / 101 x 0.00001
	(mg)	120,000 x 0.1	220,000 x 0.1	320,000 x 0.1	220,000 x 0.1 / 51,000 x 0.01	250,000 x 0.1 / 101,000 x 0.01
Onza Decimal	(oz)	4.23 x 0.00001	7.76 x 0.00001	11.29 x 0.00001	7.76 x 0.00001 / 1.80 x 0.000001	8.82 x 0.00001 / 3.56 x 0.000001
Onza Troya	(ozt)	3.86 x 0.00001	7.07 x 0.00001	10.29 x 0.00001	7.07 x 0.00001 / 1.64 x 0.000001	8.04 x 0.00001 / 3.25 x 0.000001
Pennyweight	(dwt)	77.2 x 0.0001	141.5 x 0.0001	205.8 x 0.0001	141.5 x 0.0001 / 32.8 x 0.00001	160.8 x 0.0001 / 64.9 x 0.00001
Quilate	(ct)	600 x 0.001	1100 x 0.001	1600 x 0.001	1100 x 0.001 / 255 x 0.0001	1250 x 0.001 / 505 x 0.0001
Momme	(mom)	32.0 x 0.0001	58.7 x 0.0001	85.3 x 0.0001	58.7 x 0.0001 / 13.6 x 0.00001	66.7 x 0.0001 / 26.9 x 0.00001
Unidad de Grano	(GN)	1852 x 0.002	3395 x 0.002	4938 x 0.002	3395 x 0.002 / 787 x 0.0002	3858 x 0.002 / 1559 x 0.0002
Tola	(t)	10.29 x 0.00001	18.86 x 0.00001	27.44 x 0.00001	18.86 x 0.00001 / 4.37 x 0.000001	21.43 x 0.00001 / 8.66 x 0.000001
Tael	(TL)	3.20 x 0.00001	5.87 x 0.00001	8.53 x 0.00001	5.87 x 0.00001 / 1.36 x 0.000001	6.67 x 0.00001 / 2.69 x 0.000001
Div. mín. en porcentaje		0.01%, 0.1% o 1% (auto indicación)				
Peso unitario mínimo		0.1 mg				
Linealidad		±0.2 mg	±0.2 mg	±0.3 mg	±0.2 mg / ±0.03 mg	±0.2 mg / ±0.1 mg
Repetibilidad/ Desv. Std		0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	0.1 mg / 0.02 mg	0.1 mg / 0.03 mg
Tiempo de estabilización		Aprox. 3.5 segundos (0.1mg) / 8 segundos (0.01 mg)				
Sensibilidad a temp. (10°C - 30°C)		±2ppm / °C (sin usar auto-calibración automática)				
Actualización de pantalla		5 veces por segundo / 10 veces por segundo				
Tamaño de platillo		Ø 90 mm / 3.6 pulgadas				
Dimensiones Físicas	(mm)	217(Ancho) x 442(Largo) x 316(Alto)				
	(pg)	8.54(Ancho) x 17.4(Largo) x 12.24(Alto)				
Dimensiones de Vitrina	(mm)	183(Ancho) x 148.5(Largo) x 251(Alto)				
	(pg)	7.2(Ancho) x 5.84(Largo) x 9.88(Alto)				
Temp. de operación		5°C a 40°C (41°F a 104°F), Humedad Relativa menor al 85% (sin condensación)				
Peso		Aprox. 8.2 kg / 18 lb				
Alimentación		100, 120, 220, 240 VAC (Adaptador CA) 50 Hz / 60 Hz, 11 VA				
Accesorios estándar		Manual, adaptador CA, cubierta de pantalla y software WinCT				
Masa externa de cal. (opcional)		50 g / 100 g	100 g / 200 g	100 g / 200 g / 300 g	20 g / 50 g / 100 g / 200 g	



• **Resolución semi micro** (en modelos selectos).



• **Calibración Interna** Masa de calibración integrada en un sistema motorizado



• **Calibración Digital** Simplifica el proceso de calibración eliminando la necesidad de continuamente ubicar y remover la masa para ajustar el cero y span.



• **Operación amigable para el usuario** con teclas claramente marcadas.



• **Pantalla tipo LCD** con dígitos grandes y fácil de leer.



• **Interfase bi-direccional de RS-232C** para uso con la PC, impresora o pantalla remota.



• **Software de comunicación** facilita la transmisión de los datos de pesaje de las balanzas A&D a una PC.



• **Cumplimiento con las normas GLP/GMP/GCP/ISO** le permite el manejo de la balanza de acuerdo a las normas como GLP. Los datos como la fecha, hora, número de identificación de la balanza, número de serie y datos de calibración, se pueden enviar a la impresora AD-8121B o a una PC.



• **No. de Identificación para la balanza** es especificado por el usuario y se mantiene en memoria.



• **Función de hora y fecha** cumple con las normas GLP y funciona en modo intervalo y memoria de datos.



• **Función de Memoria de Datos** hasta 200 registros de datos. (modelos GH también ofrecen elección de 100 datos con hora y fecha o 50 datos de calibración).



• **Función de mejoramiento de conteo automático** Asegura un conteo óptimo y exacto por medio de un recalcu continuo del promedio del peso unitario.



• **Función de auto encender** la balanza se enciende sola al enchufar el cable de corriente.



• **Pesaje por debajo con el gancho inferior** para determinar la densidad y el pesaje de muestras grandes o magnéticas.

## Opciones y Accesorios

**AD-8920A** Pantalla remota

**AD-8922A** Controlador remoto

**AD-1653** Kit de determinación de densidad (solo para series GH, GR, y HR)

**AD-1682** Batería recargable externa (Ni-MH, solo para series GH, GR, y HR)

**AD-1683** Eliminador de estática

**AD-1192** Impresora compacta

**AD-8121B** Impresora compacta con calculo estadístico y hora y fechas

**Win-CT** Software de colección de datos

**AD-100-2** Dispositivo anti robo

**GH-08** Interfase Ethernet con software WinCT (solo para serie GH)

**HR-03** Interfase RS-232C para la serie HR (Estandar para HR-i, GR, GH)

**HR-05** interfase de 20mA Current Loop (solo para modelos HR-60, HR-120 y HR-200)

**HR-09** Batería recargable (interna, para modelos HR-60, HR-120 y HR-200)

**FXi-02** Interfase USB con cable (solo para serie HR-A y HR-AZ)

**FXi-08** Interfase Ethernet con software WinCT (solo para serie HR-A y HR-AZ)

**FXi-09** Batería recargable interna (solo para serie HR-A y HR-AZ)



### AD-1683 Eliminador de estática

El AD-1683 es un compacto dispositivo de alto voltaje suministrado con corriente DC cual elimina la carga estatica de los recipientes y muestras. El AD-1683 es compacto, ligero, y no requiere conexiones de alto voltaje.



### AD-8922A Controlador remoto

El controlador remote AD-8922A puede conectarse a ciertas balanzas A&D para monitorear de forma remota los datos de pesaje y controlar la balanza



1756 Automation Parkway  
San Jose, CA 95131  
(800) 726-3364 or (408) 263-5333  
Email: scales@andweighing.com  
[www.andweighing.com](http://www.andweighing.com)



LIT: ANALYTICAL SPA  
10/12